

PSA-2009

Appareil de Massage Dos et Pieds

CARACTÉRISTIQUES :

Intensité réglable : Augmenter ou baisser l'intensité pour obtenir un angle plus confortable.

Plateau vibrant : La surface entière de massage vibre à deux intensités.

Chaleur pénétrante : Le plateau chaud apaise les muscles fatigués.

Surface de stimulation : apaise doucement les tensions.

Points d'acupuncture : Massage concentré pour activer les muscles des pieds

Contrôle au pied : Le large bouton permet une utilisation facile activée par les orteils.

Grande surface de chaleur infrarouge : chaleur apaisante et pénétrante pour les muscles du dos.

Matière caoutchouc : pour votre sécurité en prévention de chutes.

MODE D'EMPLOI

Asseyez-vous et placez vos pieds sur l'appareil de massage PSA-2009. Pour éviter une blessure et des dégâts irréparables, ne jamais être debout sur l'appareil.

Utilisez les boutons de contrôle que vous actionnez avec votre pied pour sélectionner l'intensité de vibration souhaitée.


Pour ajouter de la chaleur à votre massage, presser le bouton «HEAT». La lumière correspondante s'allumera.

La grande surface de chaleur infrarouge dégage une chaleur forte pour une relaxation apaisante après les tensions journalières. Toute la surface de massage dégage également une chaleur bienfaisante.

Placez vos pieds sur les zones d'acupuncture de massage pour un massage de haute intensité, concentré sur les points d'acupuncture des zones réflexes. Vos pieds fatigués et votre corps tout entier seront soulagés.

Concentrez le massage sur la partie de votre pied qui correspond à la partie de votre corps que vous sentez tendue. (voir graphiques de Réflexologie)

Quand la séance est terminée, poussez tous les boutons sur la position «OFF» et débranchez l'appareil.



MASSAGE DU DOS

Avec une poignée ajustable, l'appareil de massage PSA-2009 peut être accroché au dossier d'une chaise pour masser le dos et soulager les tensions musculaires.

Important

Ne bloquez pas les entrées d'air du produit, ne le placez pas sur une surface souple, comme sur un lit ou un canapé. Nettoyez les entrées afin d'éliminer les peluches, les poils, les poussières qui pourraient s'y trouver.

AJUSTER LA HAUTEUR

L'appareil PSA-2009 peut facilement être ajusté jusqu'à 7 niveaux pour atteindre l'angle parfait et convenir à la longueur de vos jambes et à la hauteur de la chaise (A).

Attention : Pour éviter une blessure, restez toujours assis en utilisant l'appareil PSA-2009.

MAINTENANCE :

* Nettoyage


- 1/ Débrancher l'appareil et laisser le refroidir avant de le nettoyer,
- 2/ Nettoyer seulement avec un tissu souple et humide. Ne jamais laisser de l'eau ou un autre liquide rentrer en contact avec les boutons de contrôle,
- 3/ Après le nettoyage, essuyer les surfaces avec un tissu sec,
- 4/ Ne jamais utiliser de produits de nettoyage, détergents ou abrasifs,
- 5/ Retendre le fil de façon périodique, s'il est entortillé.

* Rangement

- 1/ Débrancher l'appareil de la prise et laisser refroidir,
- 2/ S'assurer que les pieds de l'appareil à l'arrière de la poignée soient bien en place,
- 3/ Le ranger dans sa boîte dans un endroit sec et propre.
- 4/ Pour éviter de les détériorer, ne pas enrouler les fils autour de l'appareil,
- 5/ Ne pas accrocher l'appareil par ses fils, pour la même raison.

SCHÉMA DE RÉFLEXOLOGIE

En réflexologie, il est dit que les pieds reflètent toutes les autres parties du corps. En massant des zones spécifiques de vos pieds, vous pouvez aider à rétablir l'équilibre naturel de votre corps tout entier.



50-56 Avenue Paul Vaillant Couturier • 94814 VILLEJUIF CEDEX

Tél. : 01 46 77 05 20 • 01 47 26 09 08 (lignes groupées) • Fax : 01 46 78 18 42 • Télex : 226 024 F

E-mail : www.mondial-innovation.com